

## Nouveautés Custom Sound™ Suite 2.0 : logiciel de réglages des implants Nucleus

**Freedom pour Nucleus® N22** – Le logiciel permet la programmation du processeur Freedom pour les porteurs d'implants des séries Nucleus 22.


**SmartSound™ 2** – Tout simplement plus intelligent  
Oser aller dans plus d'endroits : 4 situations d'écoute centrées sur l'environnement ont été développées :

**Quotidien** : Ce réglage s'adapte à une large palette de situations quotidiennes à la maison ou au travail – Activez simplement le processeur et vous êtes prêt à affronter la journée, Quotidien se charge du reste.

**Bruit – Focalisé – Musique** : Ces programmes sont des aides supplémentaires dans les situations délicates, tels que le bruit excessif, les conversations dans la foule ou pour apprécier la musique.

**Boucle à induction toujours active dans un programme**, plus besoin d'appuyer sur 2 boutons en même temps, la boucle induction peut être activée simplement en changeant de programme.

**Carte de réglage** : demandez-la lors de votre prochain réglage, elle vous aidera identifier quel programme utiliser en fonction de votre environnement d'écoute.

	 QUOTIDIEN	 BRUIT	 FOCALISÉ	 MUSIQUE	 BOUCLE À INDUCTION
P1					
P2					
P3					
P4					

N329/4fr | Issi | Imprimé en Suisse

Nucleus  
SmartSound<sup>2</sup>  
Simply Smarter

Hear now. And always  
Cochlear