













Aides techniques Advanced Bionics

PROCESSEUR	TV & ORDINATEUR	SMARTPHONE	CONFÉRENCE & RÉUNION
Naída CI Q90 AA Naída Link	Compilot & TV Link 	Compilot (le produit n'est plus vendu) 	Récepteur et Microphones Roger 
	Récepteur et Microphones Roger 	EasyCall (le produit n'est plus vendu) 	
	CI Connect + TV Connector 	CI Connect 	RemoteMic (le produit n'est plus vendu) 
Gamme Marvel Naída CI M Sky CI M AA Marvel Link	Connectivité Bluetooth intégrée compatible avec l'ensemble des dispositifs Bluetooth	Connectivité Bluetooth intégrée compatible avec l'ensemble des dispositifs Bluetooth.	Microphones Roger (le récepteur Roger n'est pas nécessaire) 
	TV Connector 		
	Microphones Roger (le récepteur Roger n'est pas nécessaire) 		
Neptune		Récepteur et Microphones Roger 	

Aides techniques Cochlear

PROCESSEUR

TV & ORDINATEUR

SMARTPHONE

CONFÉRENCE & RÉUNION

CP900

TV Streamer
ou Mini Mic 2+



Phone Clip
ou Mini Mic +



Mini Mic 2+



Kanso 1

TV Streamer
ou Mini Mic 2+



Phone Clip
ou Mini Mic 2+



Mini Mic 2+



CP1000

TV Streamer
ou Mini Mic 2+



Liaison Bluetooth
(Streaming direct) directe
avec le processeur pour
les téléphones
compatibles ou Phoneclip



Mini Mic 2+



Kanso 2

TV Streamer
ou Mini Mic 2+



Liaison Bluetooth
(Streaming direct) directe
avec le processeur pour
les téléphones
compatibles ou Phoneclip



Mini Mic 2+



Aides techniques MED-EL

PROCESSEUR	TV & ORDINATEUR	SMARTPHONE	CONFÉRENCE & RÉUNION
Sonnet 1 & Sonnet 2	Audilolink & base 	Audilolink & couvercle Audiostream 	Audilolink en mode microphone 
	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	Couvercle FM (nécessite un câble audio ou un émetteur/récepteur FM) 
	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un câble audio ou un émetteur/récepteur FM) 	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un câble audio ou un émetteur/récepteur FM) 	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 
	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 
Rondo 3	Audilolink & base 	Audilolink en mode Bluetooth 	Audilolink en mode microphone 
	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	

CISIC

oticon
MEDICAL

Aides techniques Oticon Medical

PROCESSEUR

TV & ORDINATEUR

SMARTPHONE

CONFÉRENCE & RÉUNION

Saphyr Neo Sp ou Cx

Artone 3 Max
& Artone Tvb



Artone 3 Max
Systèmes à
induction ou
système FM



Systèmes à induction ou système FM

Neuro 2

Streamer &
TV Connectline



Streamer
en mode
Bluetooth



Streamer
& Microphone
Connect Line

