















Accessoires de communication Advanced Bionics

PROCESSEUR	TV & ORDINATEUR	SMARTPHONE * Liste non-exhaustive des téléphones compatibles : https://www.advancedbionics.com/ca/fr/ask/s/ab-remote-app-compatibility	CONFÉRENCE & RÉUNION
Naída CI Q90 AA Naída Link Q	Compilot & TV Link 	Compilot (le produit n'est plus vendu) 	Récepteur et Microphones Roger 
	Récepteur et Microphones Roger 	EasyCall (le produit n'est plus vendu) 	
	CI Connect + TV Connector 	CI Connect 	RemoteMic (le produit n'est plus vendu) 
Gamme Marvel Naída CI M Sky CI M AA Marvel Link Naida Link M Sky Link M	Connectivité Bluetooth intégrée compatible avec l'ensemble des dispositifs Bluetooth	Connectivité Bluetooth intégrée compatible avec l'ensemble des dispositifs Bluetooth.	Microphones Roger (le récepteur Roger n'est pas nécessaire) 
	TV Connector 		
	Microphones Roger (le récepteur Roger n'est pas nécessaire) 		
Neptune	Récepteur et Microphones Roger 		



Accessoires de communication Cochlear

PROCESSEUR	TV & ORDINATEUR	SMARTPHONE <small>* Liste non-exhaustive des téléphones compatibles : https://www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility</small>	CONFÉRENCE & RÉUNION
Nucleus 6 CP910-CP920	TV Streamer ou Mini Mic 2+ 	Phone Clip 	Mini Mic 2+ 
Kanso CP950	TV Streamer ou Mini Mic 2+ 	Phone Clip 	Mini Mic 2+ 
Nucleus 7 CP1000 Nucleus 8 CP1110	TV Streamer ou Mini Mic 2+ 	Phoneclip ou streaming direct avec un téléphone compatible* <small>* Liste des téléphones compatibles : https://www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility</small> 	Mini Mic 2+ 
Kanso 2 CP1150	TV Streamer ou Mini Mic 2+ 	Phoneclip ou streaming direct avec un téléphone compatible* <small>* Liste des téléphones compatibles : https://www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility</small> 	Mini Mic 2+ 



Accessoires de communication Cochlear Vallauris*

*Ex Oticon Medical

PROCESSEUR

TV & ORDINATEUR

SMARTPHONE

CONFÉRENCE & RÉUNION

Saphyr Neo Sp ou Cx

Artone 3 Max
(activer la
Telecoil dans
les réglages)



Artone 3 Max
(activer la
Telecoil dans
les réglages)



Récepteur et
Microphones Roger
(activer la prise
auxiliaire dans les réglages)



Artone Tvb



Récepteur et
Microphones Roger
(activer la prise
auxiliaire dans les réglages)



Systèmes à induction
(activer la Telecoil dans les réglages)

Systèmes à induction
(activer la Telecoil dans les réglages)

Neuro 2

Streamer XM



Streamer XM
en mode
Bluetooth



Streamer XM +
Possibilité d'utiliser
la Telecoil intégrée
au Streamer XM
pour les systèmes à
boucle à induction



Adaptateur TV
Connectline



Connexion d'un
récepteur Roger X
sur le Streamer
XM avec un
émetteur Roger



Microphone
Connect Line
















Connexion d'un
récepteur Roger X
sur le Streamer XM avec
un émetteur Roger





Accessoires de communication MED-EL

PROCESSEUR	TV & ORDINATEUR	SMARTPHONE * Liste non-exhaustive des téléphones compatibles : https://www.medel.com/fr/hearing-solutions/accessories/connectivity/audiostream#Compatibility	CONFÉRENCE & RÉUNION
Sonnet 1 & Sonnet 2	AudioLink & base 	AudioLink & couvercle Audiostream 	AudioLink en mode microphone 
	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	Couvercle FM (nécessite un câble audio ou un émetteur FM) 
	Couvercle FM (nécessite un câble audio ou un émetteur/récepteur FM) 	Couvercle FM (nécessite un câble audio ou un émetteur FM) 	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 
	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 	
Rondo 3	AudioLink & base 	AudioLink 	AudioLink en mode microphone 
	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	Adaptateur AudioStream pour RONDO 3  Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	
Sonnet 3	Streaming direct avec smartTV compatible ou AudioLinkXT et sa base 	Streaming direct Apple et Android (<u>vérifier les compatibilités ici</u> >). 	AudioLink XT en mode microphone ou via un iPhone (mode « Ecoute en temps réel ») et le streaming direct. 